

采购需求



序号	名称	参数	数量	计量单位	备注
1	6-单乙酰吗啡（毛发含量）快速检测试剂	进样体积为 100 μ L 的前提下，分别对浓度为 1ng/mL 的吗啡溶液、吗啡吸食者毛发样本进行检测分析，检测结果显示吗啡阳性；对阴性毛发样本进行检测分析，检测结果为吗啡阴性（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具吗啡试剂盒不低于 70 次检测记录的检测报告）。	15000	人份	1. 特异性检测：当测试用溶液样品中含有纳曲酮、麻黄碱、地西洋、曲马多、雷尼替丁、加替沙星、普鲁卡因物质，浓度为 1000ng/ml，加样量 100 μ L，要求吗啡、甲基苯丙胺（冰毒）、氯胺酮（K 粉）、摇头丸、可卡因检测试剂盒对上述样品（溶剂为毛发裂解液，浓度均为 1 μ g/ml）呈阴性反映（每种检测试剂盒提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具不低于 5 次的检测记录）。
2	甲基苯丙胺（冰毒）（毛发含量）快速检测试剂	进样体积为 100 μ L 的前提下，分别对浓度为 1ng/mL 的甲基苯丙胺（冰毒）溶液、甲基苯丙胺（冰毒）吸食者毛发样本进行检测分析，检测结果显示甲基苯丙胺（冰毒）阳性；对阴性毛发样本进行检测分析，检测结果为甲基苯丙胺（冰毒）阴性（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具甲基苯丙胺（冰毒）试剂盒不低于 70 次检测记录的检测报告）。	5000	人份	2. 精密值：批内：用同一批号试剂对同一浓度进行重复检测 10 次，其变异系数 (CV) ≤ 15%；批间：用三个批号试剂对同一浓度进行重复检测 10 次，其批间变异
3	依托咪酯（毛发含量）快速检测试剂	进样体积为 80 μ L 的前提下，对浓度为 0. 2ng/mg 的依托咪酯溶液进行检测分析，检测结果显示依托咪酯阳性；对阴性毛发样本进行检测分析，检测结果为依托咪酯阴性（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安	200	人份	

		全与警用电子产品质量检测中心出具依托咪酯项目不低于 10 次检测记录的检测报告)。			系数(CV) ≤20%。 3. 多项联合检测试剂盒：支持一卡多线，可同时检测吗啡、甲基苯丙胺两种及以上毒品种类（提供公安部权威检测部门出具多项联合检测试剂盒不低于 105 次的检验记录）。
4	曲马多（毛发含量）快速检测试剂	进样体积为 80 μL 的前提下，对浓度为 0.2ng/mg 的曲马多溶液进行检测分析，检测结果显示曲马多阳性；对阴性毛发样本进行检测分析，检测结果为曲马多阴性。	100	人份	4. 试剂须是 2023 年国家禁毒委发布“禁毒办通（2023）16 号文件”中的毛发现场快筛器材检测能力比对通过名单中的设备型号匹配试剂，且检测物质范围为冰毒、氯胺酮、吗啡、摇头丸、可卡因、甲卡西酮、四氢大麻酚 7 种物质。
5	右美沙芬（毛发含量）快速检测试剂	进样体积为 80 μL 的前提下，对浓度为 0.2ng/mg 的右美沙芬溶液进行检测分析，检测结果显示右美沙芬阳性；对阴性毛发样本进行检测分析，检测结果为右美沙芬阴性（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具右美沙芬项目不低于 10 次检测记录的检测报告）。	100	人份	5. 毛发检测数据统计平台服务：毛发毒品含量检测设备与毛发检测数据统计平台可实现线上、线下传输功能；毛发检测数据统计平台可实现但不限于以下功能：检测初期可实现在册人员二级管
6	氯胺酮（毛发含量）快速检测试剂	进样体积为 100 μL 的前提下，分别对浓度为 2ng/mL 的氯胺酮（K 粉）溶液、氯胺酮（K 粉）吸食者毛发样本进行检测分析，检测结果显示氯胺酮（K 粉）阳性；对阴性毛发样本进行检测分析，检测结果为氯胺酮（K 粉）阴性（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具氯胺酮（K 粉）试剂盒不低于 70 次检测记录的检测报告）。	200	人份	
7	合成大麻素 K2/K3/K4（毛发含	进样体积为 80 μL 的前提下，对浓度均为 0.05ng/mg 的合成大麻素 K2、K3、K4 的 1:1:1 混合溶液进行检测分析，	300	人份	

	量)快速检测试剂	检测结果显示合成大麻素 K2、K3、K4 阳性；对阴性毛发样本进行检测分析，检测结果为合成大麻素 K2、K3、K4 阴性。			 控状态类别划分、对应户籍所在地管辖派出所占比统计；在册人员对应所在户籍地派出所、街道毛发检测完成率（包含社戒社康、戒断三年、社会面等）排比情况；在册人员毛发检测完成时间、完成率、检测结果；可将统计结果直接导出成Excel表格+现场检测照片模式等。
8	大麻原植物（毛发含量）快速检测试剂	进样体积为 80 μL 的前提下，对浓度为 0.05ng/mg 的大麻溶液进行检测分析，检测结果显示大麻阳性；对阴性毛发样本进行检测分析，检测结果为大麻阴性。	100	人份	
9	五合一（吗啡、冰毒、氯胺酮、氟氨酮、依托咪酯毛发含量）快速检测试剂	进样体积为 100 μL 的前提下，对浓度为吗啡 2ng/ml、甲基苯丙胺（冰毒）2ng/ml、氯胺酮（K 粉）5ng/ml、氟氨酮 2ng/ml、依托咪酯 2ng/ml 的 1:1:1 混合溶液进行检测分析，检测结果显示吗啡阳性、甲基苯丙胺（冰毒）阳性、氯胺酮（K 粉）阳性、氟氨酮阳性、依托咪酯阳性，对阴性毛发样本进行检测分析，检测结果均为阴性。。	1000	人份	
10	三合一（吗啡、冰毒、氯胺酮毛发含量）快速检测试剂	进样体积为 100 μL 的前提下，对浓度为吗啡 2ng/ml、甲基苯丙胺（冰毒）2ng/ml、氯胺酮（K 粉）5ng/ml 的 1:1:1 混合溶液进行检测分析，检测结果显示吗啡阳性、甲基苯丙胺（冰毒）阳性、氯胺酮（K 粉）阳性（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具三合一联合检测试剂盒不低于 105 次的检验记录）。	4000	人份	
11	一次性手套	每盒 100 支（食品级 TPE 材质）	200	盒	

12	移液枪枪头	每包 1000 支（规格 200 微升量每支）	20	包	
13	铝箔纸	每包 1000 片（规格 10CM*10CM）	200	包	
14	酒精棉片	医用级消毒棉片（规格 6CM*6CM）	300	盒	



其他要求：

1. 毒品检测卡试剂封装要求：毒品检测板和裂解液在同一包装袋里分区包装；
2. 包装要求：包装袋应注明检测项目、项目编号、生产批号、生产日期、产品有效期等信息；
3. 检测方法：检测卡外包装应注明详细的检测方法；
4. 检测样本及前处理方法：外包装应注明可检测的样本以及前处理方法，操作简单，携带方便，无需复杂操作和前处理研磨设备，实现快速准确定量、定性；
5. 可检测样本：应包含毛发、汗液、唾液、尿液、血液、粉末、干血斑等，并在外包装袋注明每种样本的前处理操作方法；
6. 裂解液要求：使用 5ml 大口径离心管灌装，方便添加毛发等样本。